



TigerTrack[®]



Vis auto-
compressives, vis
sécables et vis de
Weil



SynchroMedical

The interphalangeal reference

TigerTrack®

Système de vis

DESCRIPTION

Le système de vis TIGERTRACK® est livré en emballage stérile à usage unique et se compose des produits suivants:

TIGER22/29/35/45 vis sans tête auto-compressive :



- Vis compressives et canulées
- Auto-forantes et auto-taraudantes

TIGER18 & TIGER25 broches filetéés sécables :



- Broches filetéés sécables Ø1,8 et Ø2,5 mm
- Insertion rapide au moteur chirurgical



TIGERW vis de Weil :



- Auto-forantes avec tête compressive.
- Embout de connexion auto-cassant.
- Serrage final possible par tournevis hexalobulaire T7

Les vis TIGERTRACK® sont fabriquées en titane Ti-6Al-4V ELI selon la norme ISO 5832-3 / ASTM F 136. A l'exception de la vis TIGER18 qui est fabriquée en un alliage chrome-cobalt conformément à la norme ISO 5832-7 (phynox).

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Implants

GAMME	DIAMETRE	LONGUEUR MIN	LONGUEUR MAX
TIGER 22	Ø 2.2 mm	11	45
TIGER 29	Ø 2.9 mm	11	45
TIGER 35	Ø 3.5 mm	23	61
TIGER 45	Ø 4.5 mm	25	61
TIGER 18	Ø 1.8 mm	13	45
TIGER 25	Ø 2.5 mm	13	45
TIGER W	Ø 2.2 mm	9	21

Instruments

	HV9010	MANCHE AO
	HV9003	TOURNEVIS CANNULÉ T7
	HV9004	TOURNEVIS HEXAGONAL CREUX 1,5MM
	HV9023	TOURNEVIS T7
	HV9034	TOURNEVIS CANNULÉ T9
	HV9005	MESUREUR SUR BROCHE
	HV9016	EXTRACTEUR DE VIS
	HV9035	MESUREUR SUR BROCHE
	HV9024	MÈCHE ÉTAGÉE COURTE
	HV9026	MÈCHE ÉTAGÉE LONGUE
	HV9025	MÈCHE CANNULÉE ÉTAGÉE COURTE
	HV9027	MÈCHE CANNULÉE ÉTAGÉE LONGUE
	HV9032	MÈCHE CANNULÉE ÉTAGÉE COURTE
	HV9033	MÈCHE CANNULÉE ÉTAGÉE LONGUE
	KW10100TR	BROCHE DE KIRSCHNER AVEC POINTE TROCART
	KW08100TR	
	HV9015	CONTAINER À INSTRUMENTS
	HV9020	JAUGE DE PROFONDEUR